


คุณลักษณะเฉพาะ Clean Protein Test

- 1.เป็นชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็ว สำหรับประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของคราบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิวเครื่องมือ
- 2.เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจสอบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิวและในสารละลาย ที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่บรรจุภายในกระเปาะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนสี
- 3.ปริมาณโปรตีนต่ำที่สามารถตรวจสอบได้คือ 3 ไมโครกรัม ความไวและแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดใน ISO 15883
- 4.ชุดทดสอบประกอบด้วย
 - 4.1 หลอด ก้านและกระเปาะสำหรับบรรจุสารละลายทำด้วยพลาสติก บริเวณปลายก้านมีเรยอนสำหรับป้ายบริเวณพื้นที่ผิวที่ต้องการ
 - 4.2 มีสารละลาย Moisturizer จำนวน 1 ขวด
- 5.บริเวณด้านข้างหลอดมีแถบสีเพื่อใช้ในการอ่านผลเทียบกับสีภายในกระเปาะที่เปลี่ยน
- 6.มีคำแนะนำวิธีการใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดรายละเอียด/ผู้รับรองรายละเอียด
(นางสาวแสงดาว ศรีสังสิทธิ์สันติ)